


Wo finde ich die LOT-Nummer beim *bite away[®] pro mit PowerUnit?*

AUF DER VERPACKUNG

AUF DEM GERÄT



**Nicht die LOT-NUMMER
auf dem Gerät angeben,
diese ist nur für die PowerUnit**

Was ist eine LOT-Nummer?

Eine Lot-Nummer ist eine Identifikationsnummer, die einer bestimmten Menge von Produkten eines einzelnen Herstellers zugeordnet ist. Die Lot-Nummer ermöglicht die Rückverfolgung der einzelnen Bestandteile sowie der Arbeits- und Ausrüstungsdaten, die an der Herstellung eines Produkts beteiligt sind. Auf diese Weise können Hersteller und andere Stellen Qualitätskontrollen durchführen, Verfallsdaten berechnen und Korrekturen oder Rückrufe für Teilmengen ihrer Produktion vornehmen.